

MÁQUINA QUEST 4000 E QUEST ELITE

**Os Oring's precisam ser mantidos lubrificados e
substituídos a cada 6 meses**

	Cód Cold Mix	Descrição	Onde usa ?	Quantidade por máquina	
45026100	02.05.1073	KIT ORING DE REPOSICAO P/ MAQ QUEST e QUEST ELITE	Adaptador da garrafa de concentrado	4	
QUANTUM-01	02.06.0185	ARRUELA DE VEDACAO DA BUCHA DO BICO QUEST E QUEST ELITE	Acoplamento da garrafa de concentrado	4	
O'RING-016	02.06.1374	ORING P/ ENGATE DE AGUA QUEST E QUEST ELITE	Engate de água do compartimento interno	1	
5.04.2.071-2	02.06.0110	ANEL ORING .739 I.D. - 070CS - 70DU BU-N	Bico misturador estático	4	
31525003	02.06.0107	ORING .239 I.D.-070CS.60BU-N	Câmara de mistura	4	
31525020	02.06.0106	ORING .176 I.D	Bloco da válvula na plataforma de bombas	4	